



Egyedülálló nőgyógyászati szűrővizsgálat

Szinte hihetetlen, hogy az orvostudomány szolgálatában álló szakemberek napjainkban újabb és újabb csúcstechnológiás berendezéseket készítenek annak érdekében, hogy a bennünk kialakuló betegségeket még azelőtt fel lehessen deríteni, hogy azok bármilyen fizikai panaszt okoznának.

A hőterképes nőgyógyászati vizsgálatot végző berendezés pontosan ezek közé az ügyeletes csodák közé tartozik.

Dr. Weidner András, az ORMOS INTÉZET nőgyógyászát kérdezem arról, hogy miért tekinthető forradalmian új eljárásnak a vizsgálat, és hogy létezik az, hogy egy nőgyógyászati vizsgálat ilyen népszerű a hölgyek körében?

Napjainkban egyre inkább jellemző, hogy a nők jelentős hányada komoly hangsúlyt fektet az egészségére – kezdi a választ beszélgetőpartnerem. Érdekes módon a nők jóval fogékonyabbak a prevencióra, a megelőzésre, mint a férfiak.

Nos, a **hőterképes nőgyógyászati vizsgálat** nagyban segíti a hagyományos nőgyógyászati szűrővizsgálatot, és annak fontos kiegészítő eleme.



– Ez azt jelenti, hogy teljes egészében megváltozik a korábbi vizsgálati módszer?

– faggatom kíváncsian Weidner doktort.

– Ennek a szűrővizsgálatnak a népszerűsége abban rejlik, hogy a korábbi módszert kiegészítve az első lépcsőként alkalmazott nőgyógyászati vizsgálószerkezet felcseréli egy hőterkép készítésére alkalmas hiperérzékenyséű kamera, valamint egy ehhez rendelt nagyteljesítményű számítógép, amely egy kifejezetten erre a célra fejlesztett szinkropelemző programmal van ellátva.

– Jelent-e nagyobb kellemetlenséget a hőterképes vizsgálat a nők számára?

– Nem, mert szinte minden esetben elegendő fehérműben megállni a termokamera előtt másfél méter távolságban, és anélkül, hogy akár egyetlen ujjal is megérintenénk a vizsgált személyt, a berendezés elkészíti a kívánt terület hőterképét, és ebben rejlik népszerűsége! Az elkészült felvétel sok esetben olyan belső elváltozásokat tár fel, amelyeknek fájdalmat okozó tünetei még nincsenek.

A nőgyógyászati kórképek egy része állandó visszatérő tünetekkel járhat hosszantartóan. Tapasztalataink szerint bizonyos otthoni praktikákkal ezek a problémák átmenetileg orvosolhatóak, de úgy gondolom, a kiváltó okot és annak pontos helyét célszerű behatárolni, mert akkor a probléma véglegesen megszüntethető.

Minden, a szervezetünkben lezajló gyulladási folyamat hőmérséklet eltéréssel jár. A berendezés 0,5 Celsius fok eltérést is képes érzékelni, és ennek megfelelően pontos útmutatást ad az orvos számára, hogy testünk melyik része „hibásodott” meg.

– Ez azt jelenti, hogy a kialakulófélben lévő, vagy meglévő tumoros terület hőeltérését is érzékelheti a berendezés?

– faggatom tovább Weidner doktort.

– Ha a termográf nagyobb hőeltérést mutat plusz vagy mínusz irányban, ez már utalhat komoly problémára. Ilyen esetben azonnali nőgyógyászati szűrővizsgálatot és ultrahangos vizsgálatot szoktunk végezni.



dr. Weidner András

A riport végeztével beszélgetőpartnerem az ORMOS Intézet festőien szép parkján átkísérve elkalauzolt abba az épületszárnyba, ahol a **hőterképes nőgyógyászati vizsgálatot** végzik. A doktor megmutatta és elmagyarázta a gép működését. A modern orvostudomány vívmányai és dr. Weidner András szakmai eredményeinél meggyőzőbb számomra csak a rendelő előtt várakozó lányok, asszonyok arcán látható nyugalom volt.

Hazafelé menet azon tűnődtem, vajon hány nőtársunk gyógyulhat meg „időben” csak azért, mert ennek a cikknek kapcsán tudomást szerez arról, hogy más módszer is létezik, nem csak az, amelyet eddig megtapasztalt. (x)

ORMOS INTÉZET

1184 Budapest,
Hengersor u. 73.

Tel.: 06-1-295-5963

www.ormosintezet.hu

